



Ne-O-Dor

Neutralizator biologic de mirosuri

Ne-O-Dor acționează asupra surselor de mirosuri neplăcute, cele rezultate din descompunerea bacteriilor din materia organică. **Ne-O-Dor** se folosește când vreți să eliminați mirosurile urate, iar spălarea și dezinfectarea nu sunt eficiente. Mirosurile neplăcute nu sunt acoperite, ci distruse. **Ne-O-Dor** nu acopera mirosurile ci le distruge și produce un miros natural de portocale.

Domeniul de aplicare: în spațiile de prelucrare a alimentelor, de exemplu bucătării, măcelăriile, fabrici de bere, spitale și spații publice, toalete publice, vestiare, dușuri sau în sisteme de tratare a apelor reziduale sau de gunoi, cum ar fi sifoane, conducte de canalizare, captatoare de grăsimi, gropi de gunoi și pubele.

- **Curat** Elimină toate mirosurile neplăcute
- **Sigur** pH neutru
- **Efficient** Produs concentrat, gata de folosit



Instrucțiuni de utilizare



1. Verificați eticheta produsului și planul de igienă pentru informații detaliate despre utilizare.
2. Purtați echipamentul de protecție adecvat la manipularea produsului.
3. **Ne-O-Dor** se aplică concentrat (fără să fie diluat) pe sursa mirosurilor neplăcute în următoarele locuri:
4. Pentru utilizarea în captatorul de grăsimi: la prima utilizare și după golirea capcanei se folosesc 2 l per m³, după aceea câte 0.1-0.3 l per m³
5. **Surgeri:** în funcție de mărime se folosesc 10-40 ml de **Ne-O-Dor**.

Pentru alte surse de mirosuri neplăcute, aplicați **Ne-O-Dor** nediluat (este recomandat să testați în prealabil într-un loc ferit). Nu aplicați pe flăcări sau suprafețe fierbinți.

Note speciale

Numai pentru uz profesional!

Nu amestecați cu alte produse!

Citiți cu atenție avertismentele de pe fișa cu date de securitate și de pe ambalajul original

Atenție!

Nu utilizați **Ne-O-Dor** pe suprafețele care intră în contact cu produsele alimentare.

Ne-O-Dor nu înlocuiește igienizarea și dezinfectarea.

pH (conc.)

4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	----	----

Condiții de depozitare

A se păstra numai în ambalajul original între -5 ° C și 40 ° C.

Ambalare

6 x 750 ml Flacon
2 x 5 l Bidon

9030820
9006790